

5\$ RABAIS

Remise postale de 5 \$ sur une sélection de produits Waterpik®

Offre valable jusqu'au 30 juin 2020.

Offre valable sur tous les modèles d'hydropulseur et Soin complet Waterpik® d'une valeur au détail de 55 \$ CAN ou plus. Rabais non valable sur les brosses à dents et les hydropulseurs électriques individuels. Pour recevoir votre chèque de rabais, veuillez indiquer vos noms, adresse, numéro de téléphone et adresse de courriel.

Veuillez envoyer ce qui suit :

1. Formulaire complété

Nom _____

Adresse domiciliaire _____

Ville _____

État _____ Code ZIP _____

Téléphone du domicile (_____) _____

Adresse de courriel _____

2. Reçu d'achat original. Entourez le produit Waterpik® acheté.

(Le reçu doit être joint au formulaire.)

3. Découpez le CUP (code-barres de l'emballage).

(Il doit être joint au formulaire.)



4. Envoyez toutes les pièces demandées par la poste à :

Waterpik Rebate
Dept 3725 BOX 9000 Lakeshore West PO
Oakville, ON L6K 0E8


Les pièces demandées doivent être reçues avant le 31 juillet 2020.

Limite de 4 rabais par foyer. Offre non cumulable. Offre valable du 1/3/18 au 30/06/20. Valable pour les achats au détail et professionnels au Canada et ses possessions. Nul lorsque soumis à interdiction légale. Veuillez accorder 8 à 10 semaines pour la livraison.

FN 20016411SSH-F AB


waterpik

Résultats cliniquement prouvés



Élimination efficace de la plaque dentaire

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire sur les zones traitées.¹



Des gencives plus saines

Jusqu'à 50 % plus efficace que la soie dentaire pour l'amélioration de la santé gingivale.¹



Sécurité éprouvée

La sécurité de l'hydropulseur Waterpik® a été éprouvée par plus de 50 années d'études cliniques.¹



Nettoyage avancé autour des appareils orthodontiques

Jusqu'à 3 fois plus efficace que la soie dentaire pour l'élimination de la plaque dentaire autour des appareils orthodontiques.¹



Indispensable pour les implants

Jusqu'à 2 fois plus efficace que la soie dentaire pour l'amélioration de la santé des gencives autour des implants.¹

¹Études cliniques indépendantes. Consulter waterpik.com pour plus de détails.

Professionnels dentaires — Pour commander plus de brochures, veuillez téléphoner au 1 888 226-3042.

Waterpik®, Waterpik® (stylisé) et Aquarius® sont des marques déposées de Water Pik, Inc.

The Easy and Most Effective Way to Floss^{MC} (Une alternative facile et plus efficace que la soie dentaire) est une marque de commerce de Water Pik, Inc.

©2018 Water Pik, Inc.
www.waterpik.com

The Easy and Most Effective Way to Floss!^{MC}



5\$ RABAIS

waterpik
waterflosser

Achetez votre hydropulseur Waterpik® chez un détaillant près de chez vous, en ligne ou dans un cabinet dentaire.

waterpik

waterpik® waterflosser®

Le brossage ne suffit pas.

Bien que la majorité des gens se brossent les dents, sept Canadiens sur 10 développeront une maladie des gencives à un moment de leur vie. La recherche clinique confirme que l'hydropulseur Waterpik® est considérablement plus efficace que la soie dentaire, les brossettes interdentaires et le jet d'air pour réduire la gingivite et améliorer la santé gingivale.¹ Si vous avez des implants, des couronnes, un appareil orthodontique ou autre, l'hydropulseur Waterpik® est alors indispensable.



The Easy and Most Effective Way to Floss!^{MC}

Nettoie entre les dents et sous la ligne gingivale.

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones traitées.

Disponible auprès de détaillants en ligne et dans les cabinets dentaires.

Amazon.ca et Waterpik.com



Disponible dans les magasins de détail proches de chez vous.



Waterpik.com

¹Études cliniques indépendantes. Consulter waterpik.com pour plus de détails.