


**waterpik®**

**Waterpik® Sensonic®  
Professional Plus  
Toothbrush  
SR-3000**



**Cepillo de dientes  
Waterpik® Sensonic®  
Professional Plus  
SR-3000**

.....

[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)

## TABLE OF CONTENTS

Important Safeguards	3
Product Description	5
Getting Started	6
Care of your Waterpik® Sensonic® Professional Plus Toothbrush	7
Limited Two-Year Warranty	8

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**

### DANGER:

**To reduce the risk of electrocution:**

- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place charger in or drop charger into water or other liquid.
- Do not handle charger base while bathing.
- Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.

### WARNING:

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:**

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger.
- Do not use this product if the charger has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has dropped into water. Contact Water Pik, Inc. or your local distributor which can be found at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or mouth.
- Use only those attachments, including toothbrushes and interdental brushes, which are recommended by Water Pik, Inc.
- Keep charging unit and cord away from heated surfaces.
- Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.


- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult with your dentist or medical professional before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device containing magnets or electronics, contact your physician or the device manufacturer prior to using the Sonic Toothbrush.
- This product does not contain any user serviceable parts in the handle or charger. Do not attempt to open either component except for battery disposal. See pages 7-8, "Battery Removal."
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Using toothpastes containing baking soda or peroxide, abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product.
- Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids.

### **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## PRODUCT DESCRIPTION



X2 Brush Head Cover  
fits the standard and  
compact brush head




Sensonic®  
Standard  
Brush head



Sensonic®  
Compact  
Brush head



Sensonic®  
Interdental  
Brush



Replacement tips/attachments may be purchased online [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), or by phone from Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774. To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## GETTING STARTED



### Charging the Sensonic® Professional Plus Toothbrush

**Charge for 24 hours before first use.** All 3 charge indicator lights will stay on continuously when the unit is fully charged. A full charge will last for approximately 1 week of typical use (2 minutes of brushing twice a day).

If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (six months or more), be sure to fully charge it prior to storage.

### Recharge Indicator Lights

Charge indicator lights will indicate level of battery charge for approximately 10 seconds after use and after removal from the charging base, and will then turn off.



Unit will not operate if the bottom LED begins to blink rapidly.


In order for the toothbrush to begin to work again, it must be placed on the charger for approximately 1 hour.

### Sonic brushing

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Press button once for low speed, and twice for high speed.
- If you hold the on/off button down briefly while in the low speed position the brush will shut off.
- For best results, position brush along gumline at a 45-degree angle.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.




- **Quad Timer:** Your Sensonic® Professional Plus Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.



- **2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.

## Cleaning


1. **After each use,** turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under running water.



2. Wipe the handle dry after each use.
3. Periodically, clean the charger base, first unplugging the unit and then wiping with a damp cloth.

## Brush Head Cover

For the standard brush head use the larger side and for the compact brush head use the smaller side.



## Service

Waterpik® toothbrushes have no consumer serviceable or replaceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all accessories go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774.

Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

## Disposal


This product contains rechargeable Nickel Metal Hydride batteries. The batteries are not replaceable. Please do not dispose of the unit in the household waste. Remove the batteries per the instructions below and recycle at your local recycling center.

## Battery Removal


### Note: This process is not reversible

Remove the battery only at the end of the product's life for recycling. Doing so earlier will destroy the product. Deplete the battery charge until the brush no longer operates. Observe basic safety precautions. Remove the batteries as shown and recycle them and the rest of the product according to local regulations.

1. Use coin or washer to rotate cap counter-clockwise until cap protrudes.




2. Push down hard with shaft on hard surface.




**LIMITED TWO-YEAR WARRANTY**

3. Remove cap and pull internal body out.  
Cut tape and remove.



4. Lift battery pack up and cut battery wires,  
one at a time, to free from circuit board.



Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will repair or replace at its discretion any part of the product, which in its opinion is defective, provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. Installation is the responsibility of the consumer and is not covered by the warranty. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as brush heads.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.



Salvaguardias importantes	10
Descripción del producto	12
Cómo comenzar	13
Cuidado de su cepillo de dientes Waterpik® Sensonic® Professional Plus	14
Garantía limitada de 2 años	15

## SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos -especialmente cuando hayan niños presentes- se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente:

### **SÍRVASE LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

### **PELIGRO:**

#### **Para reducir el riesgo de electrocución:**

- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque ni almacene el cargador donde pueda caerse o deslizarse en una tina o fregadero.
- No coloque el cargador dentro ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No manipule la base del cargador mientras se está bañando.
- No intente sacar un cargador que ha caído en agua. Desenchufe de inmediato.

### **ADVERTENCIA:**


#### **Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:**

- No conecte este dispositivo a un sistema de voltaje que sea diferente del sistema de voltaje especificado en el dispositivo o en el cargador.
- No use este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no está funcionando adecuadamente, si se cayó o dañó o si se cayó en agua. Hable con Water Pik, Inc. o con su distribuidor local; puede encontrarlo en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Use este producto solamente como se indica en estas instrucciones o como le recomiende su odontólogo profesional.
- Retire cualquier joya oral antes de usar este producto.
- No lo utilice si tiene alguna herida abierta en la lengua o en la boca.
- Use solamente los accesorios, inclusive los cepillos de dientes y cepillos interdentes, recomendados por Water Pik, Inc.
- Mantenga la unidad y el cable alejados de superficies calientes.
- No use el aparato al aire libre ni lo utilice donde se estén usando productos en aerosol (espray), o donde se administre oxígeno.


- Si su médico o su cardiólogo le ha aconsejado que reciba medicación previa con antibióticos antes de recibir tratamientos dentales, debería consultar a su dentista o a un profesional de la medicina antes de utilizar este instrumento o cualquier otro instrumento auxiliar de higiene bucal.
- Este producto cumple las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si usted tiene implantado un marcapasos u otro dispositivo que contenga elementos magnéticos o electrónicos, llame a su médico o al fabricante del dispositivo antes de utilizar el cepillo de dientes Sonic.
- Este producto no contiene ninguna pieza que requiera servicio por parte del cliente en el mango ni en el cargador. No trate de abrir estos componentes, excepto para desechar la pila. Vea “Para sacar las pilas” en las páginas 14-15.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una de las hojas es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe está diseñado para insertarse de forma única en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aun así no encaja correctamente, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El uso de pastas de dientes que contengan bicarbonato de sodio o peróxido, o de limpiadores abrasivos o con productos químicos, puede dañar el alojamiento de plástico de este producto.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños o a personas con capacidades reducidas cuando usen este aparato o cuando se use cerca de ellos.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Tapa para dos tamaños de cabezal del cepillo, sirve para el cabezal estándar y el compacto




Cabezal de cepillo normal Sonicare®



Cabezal de cepillo pequeño Sonicare®



Cabezal de cepillo interdental Sonicare®




Botón de encendido/apagado

Mango accionador

Luz indicadora de recarga

Para guardar el cabezal del cepillo



Base del cargador

Los cabezales de repuesto y/o los accesorios pueden comprarse en línea en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), o bien por teléfono llamando a Water Pik, Inc., al 1-800-525-2774. Para obtener información detallada sobre los cabezales, otros accesorios y el uso del producto, sírvase visitar nuestro sitio de Internet en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## Carga del cepillo de dientes

### Sonic® Professional Plus



#### Cargue la unidad durante 24 horas antes del

**primer uso.** Cuando la unidad se haya cargado por completo, las 3 luces indicadoras de carga permanecerán encendidas continuamente. Una carga completa durará aproximadamente una semana de uso típico (2 minutos de cepillado 2 veces al día).

Si el cepillo de dientes va a guardarse por un período de tiempo prolongado (seis meses o más), cerciórese de cargarlo por completo antes de guardarlo.

#### Luces indicadoras de recarga

Las luces indicadoras de carga indicarán el nivel de la carga de la pila durante aproximadamente 10 segundos antes del uso y después de quitarlo de la base de carga; luego se apagarán.



La unidad no funcionará si la luz LED de la parte inferior comienza a destellar. Para que el cepillo de dientes comience a funcionar de nuevo, hay que cargarlo por 1 hora aproximadamente.


## Cepillado sónico

- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango y empujelo firmemente hacia abajo.
- Coloque el cabezal de cepillo en la boca antes de encender la unidad.
- Presione el botón una vez para una velocidad baja, y dos veces para una velocidad alta.
- Si usted sostiene brevemente el botón de encendido/apagado mientras el cepillo se encuentra en la posición de velocidad baja, éste se apagará.
- Para obtener mejores resultados, coloque el cepillo a lo largo de la línea de las encías en un ángulo de 45 grados.
- Presione suavemente con un pequeño movimiento hacia atrás y hacia delante, cubriendo uno o dos dientes cada vez.



#### Temporizador por cuadrante:

Su cepillo de dientes profesional Sonic® hará una pequeña pausa cada 30 segundos, para recordarle que debe seguir al próximo cuadrante de la boca.




- **Cronometrador de 2 minutos:** El cepillo se apagará automáticamente después de 2 minutos en funcionamiento.

## CUIDADO DE SU CEPILLO DE DIENTES WATERPIK® SENSONIC® PROFESSIONAL PLUS

### Limpieza

1. **Después de cada uso**, apague la unidad, desmonte el cabezal del cepillo del mango y aclare el cabezal con agua.
2. Limpie y seque el mango después de cada uso.
3. Periódicamente, limpie la base del cargador desenchufando la unidad y limpiándola con un paño húmedo.



### Tapas del cabezal del cepillo

Para el cabezal de cepillo normal utilice el lado más grande y para el cabezal de cepillo compacto utilice el lado más pequeño.



Abertura del cabezal de cepillo compacto

Abertura del cabezal de cepillo normal

### Servicio

Los cepillos de dientes Waterpik® no tienen piezas eléctricas que pueda reparar el cliente y no requieren servicio de mantenimiento de rutina. Para ver todos los accesorios, visite [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

También puede llamar a nuestros números gratuitos al 1-800-525-2774.

Indique los números de serie y de modelo en toda su correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de su unidad.

### Eliminación de la pila

Este producto contiene pilas recargables de hidruro metálico de níquel. Las pilas no se pueden reemplazar.


Le rogamos que no deseche la unidad con la basura doméstica. Saque las pilas siguiendo las instrucciones a continuación y recíclelas en el centro de reciclaje local.

### Para sacar las pilas


**Nota: Este proceso no es reversible.**

Retire la pila solamente al final de la vida útil del producto, para reciclarla. Si lo hace antes, destruirá el producto. Agote la carga de la pila hasta que el cepillo no funcione. Siga las precauciones básicas de seguridad. Saque las pilas como se muestra y recíclelas, así como el resto del producto, siguiendo las normas locales.


1. Utilice una moneda o una arandela para hacer girar la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la tapa sobresalga.




2. Empuje firmemente hacia abajo con el mango sobre una superficie dura.



3. Retire la tapa y saque el cuerpo del interior. Corte la cinta y retírela.



4. Levante el paquete de la pila y corte los cables de la pila, de uno en uno, separándolos del tablero de circuito.



Water Pik, Inc. garantiza al consumidor original de este producto durante 2 años a partir de la fecha de compra que el producto no tiene defectos de materiales ni de mano de obra. Se pedirá al cliente que envíe el recibo de compra original como prueba de la fecha de compra y, si así se solicita, todo el producto, para poder reclamar la garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción cualquier parte del producto que sea defectuosa según nuestra opinión, siempre y cuando el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, que se haya usado de acuerdo a las instrucciones y que se haya usado solamente con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. La instalación es responsabilidad del cliente y no está cubierta por la garantía. Esta garantía limitada no incluye accesorios o piezas fungibles como cabezales del cepillo.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que también tenga otros derechos, que varían según las leyes en su lugar de residencia.



**Water Pik, Inc.**

1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 USA

**[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)**

Waterpik® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Argentina, Australia, Benelux, Canada, Chile, China, Hong Kong, India, Japan, Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Pakistan, Russian Federation, Singapore, South Africa, Switzerland, Taiwan, Ukraine, and the United States.

Waterpik® (stylized) is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Australia, Brazil, Canada, China, EU, Hong Kong, Japan, Mexico, Korea, Russian Federation, Switzerland, Trinidad & Tobago, and the United States.

Sensonic® is a trademark of Water Pik, Inc. registered in Canada, China, EU, Japan, Switzerland, and the United States.

Designed in USA. Made in China.

Waterpik® es una marca de comercio de Water Pik, Inc. registrada en Argentina, Australia, Benelux, Canadá, Chile, China, Hong Kong, India, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, la Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Taiwán, Ucrania y los Estados Unidos.

Waterpik® (estilizada) es una marca de comercio de Water Pik, Inc., registrada en Australia, Brasil, Canadá, China, la Unión Europea, Hong Kong, Japón, México, Corea, la Federación Rusa, Suiza, Trinidad y Tobago y los Estados Unidos.

Sensonic® es una marca de comercio de Water Pik, Inc. registrada en Canadá, China, la Unión Europea, Japón, Suiza y Estados Unidos.

Diseñado en E.E.U.U. Hecho en China.