


**waterpik®**



# **Waterpik® Water Flosser Model WF-02**

**Irrigador bucal  
Waterpik®  
Modelo WF-02**

**[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)**

# IMPORTANT SAFEGUARDS

## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

## WARNING:

### To reduce the risk of injury to persons:

- Do not use this product if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774 (USA) or visit [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Do not use lithium batteries in this product. These batteries are capable of producing pressures that may be uncomfortable to the user and may also result in damage to the appliance. Use of lithium batteries will void the warranty.
- Only use tips and accessories that are recommended by Water Pik, Inc.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening on the product.
- Do not use this product outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.



- Do not use iodine, saline (salt solution), or water insoluble concentrated essential oils in this product. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product. Use of these products may void warranty.
- Fill reservoir with warm water or other dental professional recommended solution only.
- Remove any oral jewelry prior to use of this product.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## TABLE OF CONTENTS

Product Description	5
Getting Started	6
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	9
Battery Care and Disposal	9
Limited One-Year Warranty	10

1. Power/pressure switch
2. Power handle
3. Battery door
4. Tip
5. Tip eject button
6. Flip top water inlet
7. Reservoir



#### TIPS

##### A. Orthodontic Tip\*

- Braces/General Use

##### B. Plaque Seeker™ Tip\*

- Implants/Crowns/Bridges/  
- Retainers/General Use

##### C. Toothbrush Tip\*

- General Use



##### D. Classic Jet Tip\*\*

- General Use

##### E. Tongue Cleaner\*\*

- Fresher Breath







#### NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



\*Replace Every 3 months \*\*Replace Every 6 months

Replacement tips/attachments may be purchased online at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), or by phone from Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774 (USA). To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## GETTING STARTED

**Inserting Batteries**

1. Remove water reservoir.
2. Twist battery door left from the locked position to unlocked position and pull battery door away from the unit.
3. Insert 3 AA batteries as shown. Do not use Li-Ion batteries.
4. To replace battery door, line-up arrows, push and twist.





Replace batteries when performance is no longer effective. Typical battery life is at least 40 usages.

**Important -**

**Use Petroleum Jelly to lubricate the battery cap sealing surface at every battery change.**

Apply a thin even film of Petroleum Jelly to the battery cap o-ring.

Apply a thin even film of Petroleum Jelly to the battery compartment sealing surface.



### Filling the Reservoir

Lift the flip top on reservoir and fill the reservoir with lukewarm water.

### Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the knob at the top of the Water Flosser handle. The colored ring will be flush with the end of the knob if the tip is correctly locked into place. To remove the tip from the handle, press the tip eject button and pull tip from handle.

### Adjusting the Pressure Setting

You can adjust the pressure setting on your Water Flosser by simply sliding the pressure/power switch on the handle. Slide power switch up 1 click for low (I) pressure and 2 clicks for high (II) pressure.

### Recommended Technique

Lean low over sink and place the tip in mouth. Aim the tip toward teeth, and turn the unit ON (I) Low.

For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.




Direct the jet stream at a 90-degree angle to your gumline. **Slightly close lips to avoid splashing** but allow water to flow freely from mouth into the sink. Keep unit upright during use for best results.

### When Finished

Turn the unit OFF (0). Empty any liquid left in the reservoir.

If desired, the reservoir may be removed from the power handle by sliding the reservoir down towards the base of the unit.

To replace the reservoir on the power handle, simply slide it up towards the top of the unit.



**NOTE: Not all tips included with all models.**

## TIP USAGE

### Tongue Cleaner Tip

To use the tongue cleaner tip, set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.

### Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

### Toothbrush Tip

Place the toothbrush tip in mouth with the brush head on the tooth at the gumline. The toothbrush tip can be used with or without toothpaste. Using a **light pressure** (bristles should not bend) massage the brush back and forth with very short strokes – much like you would with a manual toothbrush.

### Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.



### Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

### Cleaning

Never immerse unit in water. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser to wipe exterior.

The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe. It is recommended that the reservoir is removed and cleaned weekly.

### Removing Hard Water Deposits / General Cleaning

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance.

Cleaning internal parts: add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

### AA Battery Care and Disposal

- Alkaline batteries and NiMH rechargeable batteries are acceptable.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the Water Flosser and properly disposed.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not dispose of batteries in fire.
- The type and quality of AA battery used will impact performance of the product.
- Replace all batteries at the same time with new batteries of the same type and brand.
- Replace batteries when flosser is no longer effective.
- Remove batteries when the appliance will not be used for a long period of time.
- Typical battery life is at least 40 usages.

**WARNING:** Use of lithium batteries will void the warranty and may also result in damage to the appliance.

## LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

### Service Maintenance

Waterpik® Water Flossers have no consumer-serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all parts and accessories go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Still have questions? Go to [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). If none of these corrective actions are successful, call the Water Pik, Inc. Customer Service. Toll-Free Number: 1-800-525-2774.

For questions or problems please call the customer service center before returning the product. Please do not send your unit to the Water Pik, Inc. address as this can cause lengthy delays. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are on the bottom of the unit behind the reservoir. Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this new product that it is free from defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase. **Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim.**

Water Pik, Inc. will replace the product provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase, was used according to instructions, and was used only with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips, batteries, etc.

WATER PIK, INC. DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES OR PROVINCES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

## **For USA Only**

### **Limitation of Liability**

This limited warranty is your sole remedy against Water Pik, Inc. and it shall not be liable for any damages, whether direct, indirect, incidental, special, consequential, exemplary or otherwise, including but not limited to property damage, arising out of any theory of recovery, including statutory, contract or tort.

### **Arbitration**

#### **BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL**

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American Arbitration Association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

#### **WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.**

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Water Pik, Inc. products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

- Este producto es para usarse en la casa.

Al utilizar productos eléctricos -especialmente cuando hayan niños presentes- se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, incluida la siguiente:

## ADVERTENCIA:

### Para reducir el riesgo de lesiones físicas:



- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañados, si no está funcionando adecuadamente, si se ha caído o está dañado, o si ha caído en algún líquido. Contáctese con Water Pik, Inc. o su distribuidor local, el cual puede encontrar en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).
- No dirija el chorro de agua hacia abajo de la lengua, hacia dentro de los oídos, nariz u otras áreas delicadas. Sin los accesorios apropiados recomendados por Water Pik, Inc., este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en esas áreas.
- No dirija el agua dentro de la nariz ni del oído. La amiba *Naegleria fowleri*, potencialmente mortal, puede estar presente en cierto tipo de agua del grifo o en agua de pozo que no ha sido tratada con cloro, y puede ser fatal si se dirige hacia estas áreas.
- Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o como lo recomiende su dentista profesional.
- No use pilas de litio en este producto. Estas pilas pueden producir presiones que pueden resultar incómodas para el usuario y causar daños en el aparato. El uso de pilas de litio anulará la garantía.
- Utilice únicamente los cabezales y accesorios que sean recomendados por Water Pik, Inc.
- No deje caer ni inserte objetos extraños en cualquiera de los orificios del producto.
- No use el aparato al aire libre ni lo utilice donde se estén usando productos en aerosol (espray), o donde se administre oxígeno.
- No use yodo, solución salina ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este.

- Llene el depósito únicamente con agua o con otras soluciones recomendadas por dentistas profesionales.
- Retire cualquier joya oral antes de usar este producto.
- No lo utilice si tiene alguna herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico le ha aconsejado recibir pre-medicación antibiótica antes de cualquier procedimiento dental, debe consultar a su dentista antes de usar este instrumento o cualquier otro auxiliar de higiene bucal.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

**GUARDE ESTAS  
INSTRUCCIONES.**

Descripción del producto	15
Para comenzar	16
Cómo limpiar y reparar su irrigador bucal de Waterpik®	19
Cuidado y eliminación de las pilas AA	19
Garantía limitada de un año	20

1. Interruptor de Encendido/Presión
2. Mango de encendido
3. Tapa de las pilas
4. Cabezal de irrigación
5. Botón para expulsión de los cabezales
6. Entrada de agua con la parte superior abatible
7. Depósito



### CABEZALES

#### A. Cabezal ortodóntico\*

- Ortodoncia/uso general

#### B. Cabezal Plaque Seeker™™™

- Implantes/coronas/puentes/  
retenedores/uso general

#### C. Cabezal cepillo de dientes\*

- Uso general



#### D. Clásico cabezal de chorro \*\*

- Uso general

#### E. Limpiador de lengua\*\*

- Aliento más fresco

### NO SE INCLUYEN TODOS LOS CABEZALES EN TODOS LOS MODELOS



\*Reemplazar cada 3 meses \*\*Reemplazar cada 6 meses

Los cabezales de repuesto y/o los accesorios pueden comprarse en línea en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com), o bien por teléfono llamando a Water Pik, Inc., al 1-800-525-2774 (EE. UU.). Para obtener información detallada sobre los cabezales, otros accesorios y el uso del producto, sírvase visitar nuestro sitio de Internet en [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

## PARA COMENZAR

### Colocación de las pilas

1. Quite el depósito de agua.
2. Gire la puerta de las pilas hacia la izquierda desde la posición bloqueada a desbloqueada y jale la puerta de las pilas para quitarla de la unidad.
3. Introduzca 3 pilas AA como se muestra. No use baterías de ion de litio.
4. Para volver a colocar la tapa de las pilas, alinee las flechas, empuje y gire.







Si el desempeño del producto no es muy efectivo, por favor cambie las baterías. Típicamente necesita cambiar las baterías cada 40 usos.

### Importante-


#### Use vaselina para engrasar la superficie del empaque en cada cambio de batería

Aplique una capa uniforme de vaselina sobre el anillo.

Aplique una capa uniforme de vaselina alrededor de la base donde las baterías se colocan.







Llenar



Insertar

Expulsar



Alto

Bajo

Apagado



Apagado

## Llene el depósito

Levante la parte superior abatible del depósito y llene el depósito con agua tibia.

## Cómo insertar y quitar los cabezales

Introduzca el cabezal dentro del centro de la perilla en la parte superior del mango del Irrigador bucal. El anillo de color estará nivelado con el extremo de la perilla si el cabezal está trabado correctamente en su lugar. Para quitar el cabezal del mango, presione el botón para eyectar el cabezal y jálalo del mango.

## Cómo regular el ajuste de presión

Puede regular el ajuste de la presión en el Irrigador bucal, simplemente deslizando el interruptor de encendido/presión del mango. Deslice el interruptor de encendido hacia arriba hasta 1 clic para presión baja (I) y 2 clics para presión alta (II).

## Técnica recomendada

Inclínese sobre el lavabo y coloque el cabezal en la boca. Apunte el cabezal hacia los dientes y coloque la unidad en ON (I) Bajo.

Para obtener mejores resultados, comience por los dientes posteriores y trabaje hacia los dientes frontales. Deslice el cabezal a lo largo de las encías y haga pausas breves entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado la parte interna y externa de los dientes superiores e inferiores.



Dirija el chorro hacia sus encías en un ángulo de 90 grados. **Cierre ligeramente los labios para evitar salpicar** pero deje que el agua fluya libremente de la boca al lavabo. Mantenga la unidad en posición vertical durante el uso para obtener mejores resultados.

## Cuando haya terminado

Apague la unidad. Vacíe el líquido que haya podido quedar en el depósito.

Si lo desea, puede quitar el depósito del mango de encendido deslizando el depósito hacia abajo en dirección a la base de la unidad.

Para volver a colocar el depósito en el mango de encendido, simplemente deslícelo hacia la parte superior de la unidad.



**NOTA: NO TODOS LOS CABEZALES ESTÁN INCLUIDOS CON TODOS LOS MODELOS.**

## **USO DE LOS CABEZALES**

### **Cabezal limpiador de lengua**

Fije la unidad en el nivel de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua cerca de la mitad. Dirija el aparato hacia adelante con presión suave. Aumente la presión si así lo prefiere.

### **Cabezal ortodóntico**

Para utilizar el cabezal ortodóntico, deslice suavemente el cabezal a lo largo de la encía, haga pausas breves para cepillar suavemente el área entre los dientes y alrededor de la ortodoncia, antes de proceder con el siguiente diente.

### **Cabezal cepillo de dientes**

Coloque el cabezal cepillo de dientes dentro de la boca con el cabezal cepillo sobre el diente a la altura de la encía. El cabezal cepillo de dientes puede utilizarse con o sin pasta dentífrica. Realice un masaje con una presión leve (las cerdas no deben doblarse) con movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás, como lo haría con un cepillo de dientes manual.

### **Cabezal Plaque Seeker™**

Para utilizar el cabezal Plaque Seeker™, coloque el cabezal cerca de los dientes para que las cerdas toquen suavemente los dientes. Deslice suavemente el cabezal a lo largo de la encía, haciendo pausas breves entre los dientes para cepillar suavemente y permitir que el agua fluya entre los dientes.

### Cómo usar el enjuague bucal y otras soluciones

Puede utilizar su irrigador bucal Waterpik® para aplicar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya; llene el depósito parcialmente con agua tibia y ponga a funcionar la unidad con el cabezal hacia el lavabo, hasta que se vacíe la unidad.

### Limpieza

Nunca sumerja la unidad en agua. Limpie el producto cuando sea necesario usando un paño suave y un limpiador suave no abrasivo para limpiar el exterior.

El depósito de agua puede quitarse para una limpieza fácil y puede lavarse en la parte superior de la lavavajillas. Se recomienda quitar el depósito y limpiarlo cada semana.

### Cómo quitar los depósitos de agua dura

Se pueden acumular depósitos de agua dura en la unidad que dependerá del contenido mineral del agua. Si no se toman medidas, se puede ver afectado el desempeño.

Limpieza de las piezas internas: agregue 2 cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. Encienda la unidad y haga funcionar hasta que se vacíe el depósito. Repita para enjuagar con un depósito lleno de agua tibia limpia.

Este proceso debe hacerse cada 1 a 3 meses para asegurar un óptimo desempeño.

### Cuidado y eliminación de las pilas AA

- Se pueden utilizar pilas alcalinas y pilas recargables de NiMH.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- Las pilas agotadas se deben quitar del Irrigador bucal y eliminarse de manera adecuada.
- Los terminales de alimentación no deben estar en cortocircuito.
- No queme las pilas.
- El tipo y calidad de la pila AA usada tendrá efectos en el desempeño del producto.
- Reemplace todas las pilas al mismo tiempo con pilas nuevas que sean del mismo tipo y marca.
- Si el desempeño del producto no es muy efectivo, por favor cambie las baterías.
- Quite las pilas cuando no use el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- Típicamente necesita cambiar las baterías cada 40 usos.

**ADVERTENCIA:** El uso de pilas de litio anulará la garantía y puede causar daños en el aparato.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

### Servicio de mantenimiento

Los irrigadores bucales Waterpik® no contienen elementos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario.

Para obtener todas las piezas y accesorios de servicio, visite [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com).

También puede llamar a nuestro número gratis de servicio al cliente al 1-888-226-3042 (en EE.UU.). Incluya el número de serie y de modelo en toda la correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de su unidad.

¿Todavía tiene preguntas? Vaya a [www.waterpik.com](http://www.waterpik.com). Si ninguna de estas acciones correctivas resulta exitosa, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Water Pik, Inc. Número gratuito: 1-888-226-3042.

Si tiene alguna pregunta o inconveniente, llame a nuestro centro de atención al cliente antes de devolver el producto. No envíe la unidad a la dirección de Water Pik, Inc., ya que esto puede generar largas demoras. Mencione los números de serie y modelo en cualquier instancia. Estos números se encuentran en la parte inferior de la unidad detrás del depósito. Water Pik, Inc. garantiza al comprador por el período de un año, desde la fecha de compra, que este producto nuevo no contiene defectos de materiales ni de mano de obra. **El comprador deberá presentar el comprobante original de compra como prueba de la fecha de adquisición y, si así se lo requiriese, el producto completo, para respaldar el reclamo de garantía.**

Water Pik, Inc. reemplazará el producto siempre y cuando este no haya sido objeto de maltrato, uso indebido, alteración o daño después de la adquisición y se haya utilizado de acuerdo con las instrucciones, y solo con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. Esta garantía limitada excluye los accesorios o las piezas de consumo tales como los cabezales, las baterías, etc.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. A su vez, es posible que usted cuente con otros derechos, que varían según su lugar de residencia.

WATER PIK, INC. DESESTIMA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

## **SOLO PARA EE. UU.**

### **Limitaciones de responsabilidades**

La garantía es limitada solamente a los productos de Water Pik, Inc. no a cualquier dano directo, indirectamente, especial, conseqüentemente, incluyendo dano a cualquier propiedad, ningun caso de reembolso sera contemplado.

### **Arbitraje**

#### **ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA AL DERECHO DE HACER RECLAMOS EN LA CORTE Y AL DERECHO DE JUICIO POR JURADO.**

Al comprar, instalar o utilizar este producto usted acepta que cualquier controversia o reclamo que surgiera de o relacionado con su compra, uso, modificación, instalación, o remoción de este producto deberá ser resuelta mediante arbitraje vinculante. La decisión arbitral será definitiva y vinculante. Se podrá dictar sentencia en base a la decisión arbitral en cualquier corte con jurisdicción sobre este asunto. Además, usted acepta que no tendrá derecho a litigar ningún reclamo que surgiera de la compra, uso, modificación, instalación, o remoción de este producto o esté relacionado con estos en ninguna corte o a acceder a un juicio por jurado sobre ese reclamo. El arbitraje de cualquier asunto será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje y dirigida por un mediador según las normas de arbitraje del consumidor de la Asociación Americana de Arbitraje en vigencia al momento del reclamo. La jurisdicción para los arbitrajes será Colorado y todas y cada uno de dichos arbitrajes estarán sujetos a la Ley Federal de Arbitraje y las leyes del estado de Colorado.

#### **RENUNCIA AL DERECHO DE PARTICIPAR EN DEMANDAS COLECTIVAS O PRESENTAR RECLAMOS EN CALIDAD DE REPRESENTANTE.**

Asimismo, al comprar, instalar, o utilizar este producto usted acepta que el arbitraje debe realizarse de manera individual. Esto significa que ni usted ni nosotros puede unirse o fusionar reclamos en el arbitraje para o en contra de otros compradores o usuarios de productos de Water Pik, Inc. o el público general. Además, usted no podrá litigar en la corte o arbitrar ningún reclamo como representante o miembro de una demanda colectiva o en calidad de presunto representante en nombre del público general, otros compradores o usuarios de este producto, otras personas o entidades similares, o en calidad de abogado privado.

# waterpik®

**Water Pik, Inc., a subsidiary  
of Church & Dwight Co., Inc.**



1730 East Prospect Road  
Fort Collins, CO 80553-0001 USA  
844-821-4873

**[www.waterpik.com](http://www.waterpik.com)**

Form No. 20031533-FAB

©2022 Water Pik, Inc.