


waterpik®

Waterpik® Complete Care WP-800 Series



www.waterpik.com

IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT SAFEGUARDS


READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

- This product is for household use.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

DANGER:

To reduce the risk of electrocution:



- Do not handle plug with wet hands.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Do not plug this device into a voltage system that is different from the voltage system specified on the device or charger. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**
- If product is opened/disassembled for ANY reason warranty is **VOID**.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Contact Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774 or visit www.waterpik.com.
- Do not direct water from the Water Flosser under the tongue, into the ear, nose or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas.
- Do not direct water into the nose or ear. The potentially deadly amoeba, *Naegleria fowleri*, may be present in some tap water or unchlorinated well water and may be fatal if directed into these areas.
- Use this product only as indicated in these instructions or as recommended by your dental professional.
- Only use tips and accessories recommended by Water Pik, Inc.

- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Do not use Water Flosser or Toothbrush outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use iodine, or water insoluble concentrated essential oils in the Water Flosser. Use of these can reduce product performance and will shorten the life of the product.
- Fill Water Flosser reservoir with water or other dental professional recommended solutions only.
- Remove any oral jewelry prior to use of the Water Flosser or Toothbrush.
- Do not use either the Water Flosser or Toothbrush if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist and/or medical professional before using the Water Flosser or Toothbrush or any other oral hygiene aid.
- This product complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device containing magnets or electronics, contact your physician or the device manufacturer prior to using the Toothbrush.
- Close supervision is necessary when the Water Flosser and Toothbrush are used by, on or near children or invalids.
- If the Pik Pocket™ tip (not included in all models) separates from the shaft for any reason, discard tip and shaft and replace with new Pik Pocket™ tip.
- Do not use the Water Flosser for more than 5 minutes in each two-hour period.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- This product does not contain any user serviceable parts in the toothbrush handle or Water Flosser unit. Do not attempt to open either component except for battery disposal. See "Battery Removal" section.
- Using toothpastes containing peroxide may damage the plastic housing of this product.
- Using abrasive or chemical cleaners may damage the plastic housing of this product.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


TABLE OF CONTENTS

Product Description	6
Getting Started With Your Water Flosser	8
Cleaning and Troubleshooting Your Waterpik® Water Flosser	10
Getting Started With Your Triple Sonic Toothbrush	11
Getting Started With Your Triple Clean Toothbrush	12
Care of Your Waterpik® Toothbrush	13
Disposal and Battery Removal	13
Limited Two-Year Warranty	14

PRODUCT DESCRIPTION

Water Flosser

1. Tip
2. Hinged reservoir lid
3. Reservoir
4. Power ON/OFF switch
5. Water flosser pressure control dial
6. Tip eject button
7. Water ON/OFF switch
8. Toothbrush charger post
9. Base



Water Flosser Tips

A. Orthodontic Tip*

- Braces
- General use

B. Pik Pocket™ Tip*

- Periodontal pockets
- Furcations

C. Plaque Seeker™ Tip*

- Implants
- Crowns
- Bridges
- Retainers
- General use

D. Classic Jet Tip**

- General use




E. Tongue Cleaner**

- Fresher breath

*Replace every 3 months

**Replace every 6 months

NOT ALL TIPS INCLUDED IN ALL MODELS



Sonic/Oscillating Toothbrush

10. Triple sonic brush head
11. Triple clean brush head
12. Toothbrush power button
13. Toothbrush mode button
14. Toothbrush mode indicator lights
15. Toothbrush recharge indicator


Brush Heads

F. Triple Sonic Brush Head*

- Plaque removal
- Whitening

G. Triple Clean (Oscillating) Brush Head*


- Plaque removal



*Replace every 3 months

NOTE: BRUSH HEADS ARE NOT INTERCHANGEABLE. EACH UNIT ONLY CONTAINS ONE TYPE OF TOOTHBRUSH.

Replacement tips/attachments may be purchased online at www.waterpik.com, or by phone from Water Pik, Inc. at 1-800-525-2774. To find detailed information about tips, other accessories, and product usage please visit our website at www.waterpik.com.



GETTING STARTED WITH YOUR WATER FLOSSER

Powering the Unit

Plug the cord into an electrical outlet. If the outlet is controlled by a wall switch, be sure it is turned on.

Preparing the Reservoir

Lift the reservoir lid, remove the reservoir, and fill with lukewarm water. Replace the reservoir over the base and press down firmly and close the lid.

Inserting and Removing Tips

Insert tip into the center of the Water Flosser handle, pressing down firmly until tip clicks into place. The colored ring will be flush with the top of the handle if the tip is correctly locked into place.

To remove tip from the handle, slide the tip eject button on the handle.

Caution: Do not use tip eject slide while unit is running.

Prime Unit (First Time Use Only)

Set pressure control dial on base to high (pressure setting No. 10), point the handle and tip into sink. Turn unit ON and water ON until water flows from the tip. Turn Power OFF.

Adjusting the Pressure Setting

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting (pressure setting No. 1) for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer – or as instructed by your dental professional.





Using the Water Flosser

Always place the tip in your mouth before turning the water ON. With water switch in OFF position, turn power on. **Lean over sink and slightly close lips enough to prevent splashing while still allowing water to flow from mouth into the sink. Turn water switch ON. When finished, turn water switch and power OFF.** During use you can stop the flow of water by sliding the water switch on handle to the OFF position.

NOTE: Motor will continue to run.

Recommended Technique

For best results, start with the back teeth and work toward the front teeth. Direct the stream at a 90-degree angle to your gumline with tip in mouth. Glide tip along gumline and pause briefly between teeth. Continue until you have cleaned the inside and outside of both the upper and lower teeth.



When Finished

Turn the unit OFF. Empty any liquid left in the reservoir. Unplug the unit.

NOTE: If you used mouthwash or other solution besides water, see "Using Mouthwash and Other Solutions" section.

NOTE: NOT ALL TIPS INCLUDED WITH ALL MODELS.

TIP USAGE

Plaque Seeker™ Tip

To use the Plaque Seeker™ tip, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth. Gently glide tip along gumline, pausing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth.

Orthodontic Tip

To use the orthodontic tip, gently glide tip along gumline, pausing briefly to lightly brush area between teeth and all around orthodontic bracket, before proceeding to the next tooth.

Pik Pocket™ Tip




The Pik Pocket™ tip is specifically designed to deliver water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.

To use the Pik Pocket™ tip, **set the unit to the lowest pressure setting.**

Place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gumline, into the pocket.

Tongue Cleaner Tip

Set to lowest pressure setting, place tip in the center/middle of your tongue about half way back. Pull forward with light pressure. Increase pressure as you prefer.





Using Mouthwash and Other Solutions

Your Waterpik® Water Flosser can be used to deliver mouthwash and antibacterial solutions. After using any special solution, rinse unit to prevent clogging by partially filling reservoir with warm water and running unit with tip pointed into sink until unit is empty.

Cleaning

Before cleaning, unplug from the electrical outlet. Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser. The water reservoir is removable for easy cleaning and is top rack dishwasher safe.

General Cleaning/Removing Hard Water Deposits

Hard water deposits may build up in your unit, depending on the mineral content of your water. If left unattended, it can hinder performance.

Cleaning internal parts: add 2 tablespoons of white vinegar to a full reservoir of warm water. Point the handle and tip into sink. Turn unit ON and run until reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

This process should be done every 1 to 3 months to ensure optimal performance.

Leakage

If leaking due to a damaged hose, replacement hoses and handles can be purchased at www.waterpik.com or contact Water Pik Inc. customer service for a self service repair kit.

GETTING STARTED WITH YOUR TRIPLE SONIC TOOTHBRUSH

Charging the Triple Sonic Toothbrush

Charge for 24 hours before first use. All 3 charge indicator lights will stay on continuously when the unit is fully charged. A full charge will last for approximately 20 pre timed brush cycles, or approximately 10 days, if brushing twice daily. If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (three months or more), be sure to fully charge it prior to storage.

Recharge Indicator Lights

Charge indicator lights will indicate level of battery charge for approximately 10 seconds after use and after removal from the charging base, and will then turn off.

Fully Charged**2/3 Charged****1/3 Charge Life (Recharging is Recommended)**

Unit will not operate if the bottom LED begins to blink rapidly.

In order for the toothbrush to begin to work again, it must be placed on the charger for approximately 1 hour.

Modes




Clean: Standard mode for superior teeth cleaning.

Whiten: Teeth cleaning with polishing and whitening.

Massage: Pulsates for gentle gum stimulation.

Sonic Brushing

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Select mode by pressing mode button.
- For best results, position brush along gumline at a 45-degree angle.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.
- **Quad Timer:** Your Triple Sonic Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.
- **2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.



GETTING STARTED WITH YOUR TRIPLE CLEAN TOOTHBRUSH

Charging the Triple Clean Toothbrush

Charge for 24 hours before first use. When the toothbrush is fully charged, the charge indicator will be green while sitting on the base. A full charge will last for approximately 1 week, if brushing twice daily. If the toothbrush is to be stored for an extended period of time (three months or more), be sure to fully charge it prior to storage.

Recharge Indicator Lights

Fully Charged – CHARGE light is green.

2/3 Charged – Both MASSAGE and LOW lights are flashing green.

1/3 Charge life – MASSAGE light is green. Recharging is recommended.

NOTE: If the charger light blinks red and green when off the charger base, the unit has a low battery level and may not operate.

In order for the toothbrush to begin to work again, it must be placed on the charger for approximately 1 hour.

Modes




High: Everyday cleaning performance

Low: Gentle movements for effective cleaning of sensitive teeth

Massage: Micro-pulse pattern for enhanced gum stimulation

Brushing

- Slide the brush head onto handle and push it down firmly.
- Place the brush head into your mouth before turning the unit on.
- Select mode by pressing mode button.
- Use light pressure with a small, slow back and forth motion covering one or two teeth at a time.
- **Quad Timer:** Your Triple Clean Toothbrush will create a short pause every 30 seconds, to remind you to move to the next quadrant of your mouth.
- **2-Minute Timer:** The brush will automatically shut off after 2 minutes of run time.





Cleaning

1. **After each use**, turn off unit, remove the brush head from the handle and rinse brush head under running water.
2. Wipe the handle dry after each use.




Service

Waterpik® toothbrushes have no consumer serviceable or replaceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all accessories go to www.waterpik.com. You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit.

Disposal

This product contains rechargeable Nickel Metal Hydride batteries. The batteries are not replaceable.

Please do not dispose of the unit in the household waste. Remove the batteries per the instructions below and recycle at your local recycling center.



Battery Removal

Note: This process is not reversible

Remove the battery only at the end of the product's life for recycling. Doing so earlier will destroy the product. Deplete the battery charge until the brush no longer operates. Observe basic safety precautions.

Remove the batteries as shown and recycle them and the rest of the product according to local regulations.

1. Use a screwdriver to remove the screw and battery door.
2. Hold the handle upside down, press the toothbrush shaft, and release the two tabs inside the handle using a flathead screwdriver to release the internal components of the handle.
3. Insert screwdriver next to the battery connections, and push out of plastic covering. Twist and break the battery connections. Remove the circuit board and pry the battery from the circuit carrier.
4. Recycle or dispose of the battery properly.



LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Service Maintenance

Waterpik® Water Flossers have no consumer serviceable electrical items and do not require routine service maintenance. For all accessories go to www.waterpik.com. You may also call our toll-free customer service number at 1-800-525-2774. Refer to the serial and model numbers in all correspondence. These numbers are located on the bottom of your unit. Still have questions? Go to www.waterpik.com.

Water Pik, Inc. warrants to the original consumer of this product that it is free from defects in materials and workmanship for 2 years from the date of purchase. Consumer will be required to submit the original purchase receipt as proof of purchase date and if requested, the entire product, to support a warranty claim. Water Pik, Inc. will replace the product, at its discretion, provided the product has not been abused, misused, altered, or damaged after purchase, was used according to instructions, and was only used with accessories or consumable parts approved by Water Pik, Inc. This limited warranty excludes accessories or consumable parts such as tips and brush heads. **Use with improper voltage will damage product and VOID warranty.**

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary, depending on the law in your place of residence.

Arbitration

BINDING ARBITRATION AND WAIVER OF RIGHT TO ASSERT MATTERS IN COURT AND RIGHT TO JURY TRIAL

By purchasing, installing, or using this product you agree that any controversy or claim arising out of or relating to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product shall be settled by binding arbitration. The arbitrator's decision will be final and binding. Judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the matter. Further, you agree that you will not have the right to litigate any claim arising out of or in relation to your purchase, use, modification, installation, or removal of this product in any court or to have a jury trial on that claim.

Arbitration of any matters shall be administered by the American Arbitration Association and conducted by one arbitrator in accordance with the consumer arbitration rules of the American Arbitration Association in effect at the time of filing of the demand. The venue for all such arbitrations shall be Colorado and any such arbitration shall be subject to the Federal Arbitration Act and Colorado law.

WAIVER OF RIGHT TO PARTICIPATE IN CLASS ACTIONS OR PURSUE CLAIMS IN A REPRESENTATIVE CAPACITY.

Further, by purchasing, installing, or using this product you agree that arbitration must be on an individual basis. This means neither you, nor we, may join or consolidate claims in arbitration by or against other purchasers or users of Waterpik® products or the general public. Additionally, you may not litigate in court or arbitrate any claims as a representative or member of a class or in a purported representative capacity on behalf of the general public, other purchasers or users of this product, other persons or entities similarly situated, or in a private attorney general capacity

WATER PIK DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ALL IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES OR PROVINCES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

LEA BIEN TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.


- Este producto es para usarse en la casa.

Al momento de utilizar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben seguir algunas medidas básicas de precaución, incluyendo las siguientes:

PELIGRO:

Para reducir el riesgo de electrocución:

- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque el aparato ni lo sumerja en agua ni otro líquido.
- No lo utilice mientras se baña.
- No guarde ni coloque el producto en donde pueda caer o ser arrastrado hacia dentro de una bañera o lavabo.
- No introduzca la mano para sacar un producto que se haya caído en agua. Desconéctelo inmediatamente.
- Revise el cable de alimentación eléctrica para detectar cualquier daño antes de usarlo y durante la vida útil del producto.



ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a personas:

- No enchufe este aparato en un sistema de voltaje que sea diferente al especificado en el aparato o el cargador. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**
- Si se abre/desarma el producto por CUALQUIER razón, la garantía se ANULARÁ.
- No utilice este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no está funcionando correctamente, si se ha caído o está dañado o si ha caído dentro de algún líquido. Póngase en contacto con Water Pik, Inc. al 1-800-525-2774 o visite www.waterpik.com.
- No dirija el agua del irrigador bucal debajo de la lengua, dentro del oído, la nariz u otras partes delicadas. Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en esas áreas.
- No dirija el agua dentro de la nariz ni del oído. La amiba Naegleria fowleri, potencialmente mortal, puede estar presente en cierto tipo de agua del grifo o en agua de pozo que no ha sido tratada con cloro, y puede ser fatal si se dirige hacia estas áreas.
- Utilice este producto únicamente como se indica en estas instrucciones o como lo recomiende su dentista profesional.
- Use únicamente los cabezales y accesorios recomendados por Water Pik, Inc.

- No deje que se caiga ni inserte ningún objeto extraño en ninguna abertura o manguera.
- Mantenga el cable de electricidad alejado de superficies calientes.
- No use el irrigador bucal ni el cepillo de dientes Sonic al aire libre, ni los ponga a funcionar en donde se usen productos en aerosol (espray) o se esté administrando oxígeno.
- No use yodo ni aceites esenciales concentrados insolubles en agua con este producto. El uso de estas sustancias puede reducir el rendimiento del producto y acortará la vida útil de este.
- Llene el depósito del irrigador bucal solamente con agua u otras soluciones dentales recomendadas por profesionales.
- Qúitese cualquier joya oral antes de usar el irrigador bucal o el cepillo de dientes Sonic.
- No use el irrigador bucal ni el cepillo de dientes Sonic si tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico o cardiólogo le ha aconsejado recibir un tratamiento con antibióticos antes de los procedimientos dentales, deberá consultar a su dentista y/o médico profesional antes de usar el irrigador bucal o el cepillo de dientes Sonic u otro artículo de ayuda para la higiene bucal.
- Este producto cumple con las normas de seguridad para dispositivos electromagnéticos. Si usted usa un marcapasos u otro dispositivo implantado que contenga imanes o componentes electrónicos, contacte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de usar el cepillo de dientes Sonic.
- Es necesario supervisar de cerca cuando los niños o las personas discapacitadas usen el irrigador bucal y el cepillo de dientes Sonic o estén cerca de los mismos.
- Si por alguna razón el cabezal Pik Pocket™ (no incluido con todos los modelos) se separa del tubo, deseche el cabezal y el tubo y reemplácelos con un nuevo cabezal Pik Pocket™.
- No use el irrigador bucal por más de 5 minutos en cada período de 2 horas.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una de las hojas es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe está diseñado para insertarse de forma única en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta la posición del enchufe. Si aun así no encaja correctamente, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.
- Este producto no contiene ninguna pieza en el mango del cepillo de dientes ni en la unidad del irrigador bucal que pueda ser reparada por el usuario. No intente abrir ningún compartimiento excepto para desechar la pila. Vea la sección "Cómo quitar la batería".
- El uso de pastas dentales que contienen peróxido puede dañar la carcasa de plástico de este producto.
- El uso de productos de limpieza abrasivos o químicos puede dañar la carcasa de plástico de este producto.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción del producto	20
.....
Cómo comenzar a usar el irrigador bucal	22
.....
Cómo limpiar y reparar su irrigador bucal de Waterpik®	24
.....
Cómo comenzar con su cepillo de dientes sónico de triple acción	25
.....
Pasos iniciales con el cepillo de dientes de limpieza triple	26
.....
Cuidado del cepillo de dientes Waterpik®	27
.....
Eliminación y extracción de la batería	27
.....
Garantía limitada de dos años	28
.....

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Irrigador bucal

1. Cabezal
2. Tapa articulada del depósito
3. Depósito
4. Interruptor ON/OFF (Encendido/ Apagado)
5. Seleccionador de presión del irrigador bucal
6. Botón de expulsión del irrigador bucal
7. Interruptor ON/OFF (Encendido/ Apagado) de agua
8. Poste para cargar el cepillo de dientes
9. Base

**Cabezales del irrigador bucal****A. Cabezal ortodóncico***

- Aparatos de ortodoncia
- Uso general

B. Cabezal Pik Pocket™**

- Bolsas periodontales
- Bifurcaciones

C. Cabezal Plaque Seeker™**

- Implantes
- Coronas
- Retenedores
- Puentes
- Uso general

D. Cabezal clásico del irrigador**

- Uso general




E. Cabezal limpiador lingual**

- Aliento más fresco

*Reemplazar cada 3 meses

**Reemplazar cada 6 meses

NO SE INCLUYEN TODAS LOS CABEZALES Y LOS CABEZALES DE CEPILLOS EN TODOS LOS MODELOS.



Cepillo de dientes sónico / oscilante

10. Cabezal con cepillo sónico triple
11. Cabezal con cepillo de limpieza triple
12. Botón de encendido del cepillo de dientes
13. Botón de modo del cepillo de dientes
14. Luces indicadoras de modo del cepillo de dientes
15. Indicador de recarga del cepillo de dientes


Cabezales con cepillo

F. Cabezal con cepillo sónico triple*

- Eliminación de placa
- Blanqueamiento

G. Cabezal con cepillo (oscilante) e limpieza triple*


- Eliminación de placa



**Reemplazar cada 3 meses

NOTA: LOS CABEZALES CON CEPILLO NO SON INTERCAMBIABLES. CADA UNIDAD CONTIENE UN SOLO TIPO DE CEPILLO DE DIENTES.

Los cabezales / accesorios de reemplazo se pueden comprar en línea en www.waterpik.com, o por teléfono a través de Water Pik, Inc. al 1-800-525-2774. Para obtener información detallada sobre los cabezales, otros accesorios y uso del producto, visite nuestro sitio de internet en www.waterpik.com.



Sónico

Oscilante

CÓMO COMENZAR A USAR EL IRRIGADOR BUCAL

Cómo encender la unidad

Enchufe el cable en una toma de corriente estándar. Si la toma de corriente se activa con un interruptor de pared, asegúrese de que está en posición de encendido.

Preparación del depósito

Levante la tapa del depósito, saque el mismo y llénelo con agua tibia. Vuelva a colocar el depósito sobre la base, presione hacia abajo con firmeza y cierre la tapa.

Montaje y desmontaje de cabezales

Inserte el cabezal en el centro del mango del irrigador bucal, presionando hacia abajo con firmeza hasta que encaje en su lugar. El anillo de color estará al ras con la parte superior del mango si el cabezal está asegurado correctamente en su lugar.

Para quitar el cabezal del mango, presione el botón de expulsión del mango.

Precaución: No use el deslizador de expulsión del cabezal mientras la unidad está funcionando.

Preparación de la unidad (solamente el primer uso)

Mediante el selector de presión, ubicado en la base, seleccione una presión alta (posición N.º 10), apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. ENCIENDA la unidad hasta que comience a fluir el agua por el cabezal. APAGUE la unidad.




Ajuste de la presión

La primera vez que lo utilice, gire el control de la presión situado en la base de la unidad para seleccionar la presión más baja (nivel de presión 1). Vaya aumentando gradualmente la presión con el tiempo, hasta llegar al nivel que usted prefiera o al que le haya indicado su dentista.

Cómo usar el Irrigador bucal Waterpik®

Siempre coloque el cabezal en la boca antes de colocar el agua en la posición ON (Encendido). Teniendo el interruptor de agua del mango en la posición OFF (Apagado), encienda el equipo. Inclínese sobre el lavabo y cierre los labios lo suficiente para evitar salpicar mientras el agua continúa fluyendo de la boca hacia el lavabo. **Coloque el interruptor agua en la posición ON (Encendido).** Cuando termine, **coloque el interruptor de agua y el suministro energético en la posición OFF (Apagado).** Durante el uso, puede detener el flujo de agua deslizando el interruptor de agua del mango hacia la posición OFF (Apagado).

NOTA: El motor continuará funcionando.





Técnicas Recomendadas

Para obtener mejores resultados, comience por los dientes posteriores y trabaje hacia los dientes frontales. Dirija el chorro hacia sus encías en un ángulo de 90 grados con el cabezal en la boca. Deslice el cabezal a lo largo de las encías y haga pausas breves entre los dientes. Continúe hasta que haya limpiado la parte interna y externa de los dientes superiores e inferiores. Inclínese sobre el lavabo.

Al acabar


APAGUE la unidad. Tire el líquido que quede para dejar el depósito vacío. Desenchufe la unidad. **NOTA:** Si usted ha usado un enjuague bucal u otra solución aparte de agua, consulte la sección "Uso de enjuague bucal u otras soluciones."

NOTA: NO SE INCLUYEN TODAS LOS CABEZALES Y LOS CABEZALES DE CEPILLOS EN TODOS LOS MODELOS.

USO DE LOS CABEZALES


Cabezal Plaque Seeker™

Para usar el cabezal Plaque Seeker,™ colóquelo cerca de los dientes de modo que las cerdas toquen ligeramente los dientes. Deslice suavemente el cabezal a lo largo de la línea de la encía, haciendo una breve pausa entre cada diente para cepillarlos y permitir que el agua fluya entre los dientes.



Cabezal ortodóncico


Para usar el cabezal ortodóncico, deslice suavemente el cabezal a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente para cepillar ligeramente el área entre los dientes y alrededor del frenillo de ortodoncia, antes de continuar con el siguiente diente.



Cabezal Pik Pocket™

El cabezal Pik Pocket™ está diseñado específicamente para hacer llegar el agua o las soluciones antibacteriales a las partes profundas de la cavidad periodontal.

Para usar el cabezal Pik Pocket,™ **fije la unidad en el ajuste más bajo de presión.** Gire el interruptor de agua del mango a la posición OFF (Apagado). Coloque el cabezal blando contra un diente, en un ángulo de 45 grados y coloque suavemente el cabezal bajo la línea de la encía, en el saco. Encienda la base y coloque el interruptor de agua del mango en la posición ON (Encendido).



Cabezal limpiador lingual

Para usar el cabezal limpiador lingual, fije el aparato en el ajuste de presión más bajo, coloque el cabezal en el centro/medio de la lengua, aproximadamente a la mitad del frente hacia atrás, y encienda el irrigador bucal. Jale hacia el frente con una ligera presión. Aumente la presión en la medida que desee.



CÓMO LIMPIAR Y REPARAR SU IRRIGADOR BUCAL DE WATERPIK®



Uso de enjuague bucal y otras soluciones

Puede utilizar su irrigador bucal Waterpik® para aplicar enjuagues bucales y soluciones antibacteriales. Después de usar cualquier solución especial, enjuague la unidad para evitar que se obstruya; llene el depósito parcialmente con agua tibia y ponga a funcionar la unidad con el cabezal hacia el lavabo, hasta que se vacíe la unidad.

Limpieza

Antes de la limpieza, desenchufe el producto del contacto eléctrico. Limpie el producto con un paño suave y un limpiador suave no abrasivo cuando sea necesario.

El depósito es desmontable para una limpieza fácil y es apto para la canasta superior de la lavavajillas.

Limpieza general / Eliminación de depósitos de agua dura

Se pueden acumular depósitos de agua dura en la unidad que dependerá del contenido mineral del agua. Si no se toman medidas, se puede ver afectado el desempeño.

Limpieza de las piezas internas: agregue 2 cucharadas de vinagre blanco a un depósito lleno de agua tibia. Apunte el mango y el cabezal hacia el lavabo. Encienda la unidad y haga funcionar hasta que se vacíe el depósito. Repita para enjuagar usando un depósito lleno de agua tibia limpia.

Este proceso debe hacerse cada 1 a 3 meses para asegurar un óptimo desempeño.

Fugas

Si hay fugas por una manguera dañada, se pueden comprar mangueras y mangos de repuesto en www.waterpik.com, o bien póngase en contacto con el servicio al cliente de Water Pik Inc., para obtener un juego para hacer la reparación usted mismo.

Cómo cargar el cepillo de dientes sónico de triple acción

Cargue la unidad durante 24 horas antes del primer uso. Cuando la unidad se haya cargado por completo, las 3 luces indicadoras de carga permanecerán encendidas continuamente. La carga completa durará aproximadamente 20 ciclos de cepillado con el tiempo predeterminado, o aproximadamente 10 días, si se cepilla dos veces al día.

Si el cepillo de dientes va a guardarse por un período de tiempo prolongado (tres meses o más), cerciórese de cargarlo por completo antes de guardarlo.

Luces indicadoras de recarga

Completamente cargada

2/3 duración de la carga

1/3 duración de la carga (se recomienda recargar)

La unidad no funcionará si la luz LED de la parte inferior comienza a destellar. Para que el cepillo dental comience a funcionar de nuevo, hay que cargarlo por 1 hora aproximadamente.

Modos




Limpieza: Modo estándar para la limpieza de los dientes superiores.

Blanqueamiento: Limpieza de los dientes con pulido y blanqueamiento.

Masajes: Pulsaciones para la estimulación suave de las encías.

Cepillado sónico

- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango y empujelo firmemente hacia abajo.
- Coloque el cabezal de cepillo en su boca antes de encender la unidad.
- Seleccione el modo presionando el botón de modo.
- Para obtener mejores resultados, coloque el cepillo a lo largo de la línea de las encías en un ángulo de 45 grados.
- Presione suavemente con un pequeño movimiento hacia atrás y hacia delante, cubriendo uno o dos dientes cada vez.
- **Temporizador por cuadrante:** El cepillo de dientes sónico de triple acción hará una pausa corta cada 30 segundos para recordarle que lo debe mover al siguiente cuadrante de su boca.
- **Cronómetro de 2 minutos:** El cepillo se apagará automáticamente después de 2 minutos en funcionamiento.



PASOS INICIALES CON EL CEPILLO DE DIENTES DE LIMPIEZA TRIPLE

Como cargar el cepillo de dientes de limpieza triple

Cargue durante 24 horas antes del primer uso. Cuando el cepillo de dientes se enciente por completo, el indicador de carga estará en color verde mientras se encuentre sobre la base. La carga completa durará aproximadamente 1 semana si se cepilla dos veces al día. Si el cepillo de dientes se guardará por un período de tiempo prolongado (tres meses o más), asegúrese de cargarlo por completo antes de guardarlo.

Luces indicadoras de recarga (cuando se encuentra en la base del cargador)

Completamente cargado: La luz CHARGE (Carga) está en color verde.

2/3 de la carga: Las luces MASSAGE (Masaje) y LOW (Bajo) parpadean en verde.

1/3 carga: La luz MASSAGE (Masaje) está en color verde. Se recomienda recargar.

NOTA: Si la luz del cargador parpadea en rojo y verde cuando está apagada la base del cargador, la unidad tiene un nivel de batería bajo y puede ser que no funcione.

Para que el cepillo dental comience a funcionar de nuevo, hay que cargarlo por 1 hora aproximadamente.

Modos




High (Alto): Desempeño para limpieza diaria

Low (Bajo): Movimientos suaves para una limpieza efectiva de dientes sensibles

Massage (Masaje): Patrón de micropulsaciones para una mejor estimulación de las encías

Cepillado

- Deslice el cabezal del cepillo sobre el mango y empujelo firmemente hacia abajo.
- Coloque el cabezal de cepillo en su boca antes de encender la unidad.
- Seleccione el modo presionando el botón de modo.
- Presione suavemente con un pequeño movimiento hacia atrás y hacia delante, cubriendo uno o dos dientes cada vez.
- **Temporizador por cuadrante:** El cepillo de dientes de limpieza triple hará una pausa corta cada 30 segundos para recordarle que lo debe mover al siguiente cuadrante de su boca.
- **Cronómetro de 2 minutos:** El cepillo se apagará automáticamente después de 2 minutos en funcionamiento.



CUIDADO DEL CEPILLO DE DIENTES WATERPIK® / ELIMINACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA

Limpieza

1. **Después de cada uso**, apague la unidad, desmonte el cabezal del cepillo del mango y aclare el cabezal con agua.
2. Limpie y seque el mango después de cada uso.

Servicio

Los cepillos dentales Waterpik® no tienen piezas eléctricas que pueda reparar el cliente y no requieren servicio de mantenimiento de rutina. Para todos los accesorios, visite www.waterpik.com. También puede llamar a nuestros números gratuitos al 1-800-525-2774. Indique los números de serie y de modelo en toda su correspondencia. Estos números se encuentran en la parte inferior de su unidad.

Eliminación de la pila

Este producto contiene pilas recargables de hidruro metálico de níquel. Las pilas no se pueden reemplazar.

Le rogamos que no desheche la unidad con la basura doméstica. Saque las pilas siguiendo las instrucciones a continuación y recíclelas en el centro de reciclaje local.





Para sacar las pilas

Nota: Este proceso no es reversible.

Retire la pila solamente al final de la vida útil del producto, para reciclarla. Si lo hace antes, destruirá el producto. Agote la carga de la pila hasta que el cepillo no funcione. Siga las precauciones básicas de seguridad.

Saque las pilas como se muestra y recíclelas, así como el resto del producto, siguiendo las normas locales.

1. Utilice un destornillador para quitar el tornillo y la tapa de la pila.
2. Sostenga el mango en posición invertida, presione el tubo del cepillo de dientes y libere las dos pestañas dentro del mango con la ayuda de un destornillador de hoja plana para liberar los componentes internos del mango.
3. Inserte el destornillador junto a las conexiones de la pila y gire para abrirlas. Quite la placa del circuito y levante la pila del portacircuito.
4. Deshágase de la pila como corresponde o recíclala.



GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Servicio de mantenimiento

Los irrigadores bucales Waterpik® no contienen elementos que puedan ser reparados por el consumidor y no requieren servicio de mantenimiento rutinario. Para ver todos los accesorios, visite www.waterpik.com. También puede llamar a nuestros números gratuitos al 1-800-525-2774. Haga referencia al número de serie y de modelo en toda su correspondencia. Podrá encontrar estos números en la parte inferior de su unidad.

¿Todavía tiene preguntas? Vaya a www.waterpik.com.

Water Pik, Inc. garantiza al cliente original de este producto que el mismo está libre de defectos de materiales y mano de obra, durante dos años a partir de la fecha de compra. Se le pedirá al cliente que presente el recibo original de la compra como prueba de la fecha de compra y, de ser solicitado, el producto entero, para respaldar un reclamo de garantía. Water Pik, Inc. reemplazará a su discreción cualquier parte del producto que sea defectuosa, cuando el producto no haya sido objeto de abuso, uso indebido, alteración o daños después de la compra, que se haya usado de acuerdo a las instrucciones y que se haya usado solamente con los accesorios o las piezas de consumo aprobadas por Water Pik, Inc. Esta garantía limitada excluye los accesorios o las piezas de consumo, tales como los cabezales y los cabezales del cepillo. **Si se usa con el voltaje incorrecto, se dañará el producto y la garantía se ANULARÁ.**

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es probable que también tenga otros derechos que varían dependiendo de las leyes en su lugar de residencia.

Arbitraje

ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA AL DERECHO DE HACER VALER ASUNTOS EN LA CORTE Y DERECHO A UN JUICIO POR JURADO

Al comprar, instalar o usar este producto, acepta que cualquier controversia o reclamación que surja o esté relacionada con su compra, uso, modificación, instalación o eliminación de este producto se resolverá mediante un arbitraje obligatorio. La decisión del árbitro será definitiva y obligatoria. La sentencia sobre el laudo dictado por el árbitro podrá ser emprendida en cualquier tribunal que tenga jurisdicción sobre la materia. Además, acepta que no tendrá derecho a litigar ninguna demanda que surja o esté relacionada con la compra, uso, modificación, instalación o eliminación de este producto en ningún tribunal ni tendrá un juicio con jurado sobre dicha demanda. El arbitraje en relación a cualquier asunto será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje y conducido por un árbitro

de acuerdo con las reglas de arbitraje del consumidor de la Asociación Americana de Arbitraje vigentes en el momento de la presentación de la demanda. El lugar para todos estos arbitrajes será Colorado y todo arbitraje estará sujeto a la Ley Federal de Arbitraje y a las leyes de Colorado.

RENUNCIA AL DERECHO DE PARTICIPAR EN DEMANDAS COLECTIVAS O A PROMOVER DEMANDAS CON CAPACIDAD DE REPRESENTACIÓN.

Además, al comprar, instalar o usar este producto, usted acepta que el arbitraje debe ser individual. Esto significa que ni usted ni nosotros podemos unirnos o consolidar demandas en arbitraje por o contra otros compradores o usuarios de productos de Water Pik o del público en general. Además, no puede litigar en un tribunal ni arbitrar ninguna demanda como representante o miembro de una clase ni en calidad de representante del público en general, de otros compradores o usuarios de este producto, de otras personas o entidades en una situación similar, o en calidad de fiscal general privado.

WATER PIK DESESTIMA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO.

waterpik®

**Water Pik, Inc., a subsidiary
of Church & Dwight Co., Inc.**

1730 East Prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001 USA
844-821-4873
www.waterpik.com



Made in China.

Hecho en China.